

Anleitung zur Gewinnung von Stuhlproben

Eine sorgfältige Probennahme ist unerlässlich, um eine diagnostische Sicherheit bei der Untersuchung von Stuhlproben zu gewährleisten. Bitte folgen Sie daher genau dieser Testanleitung.

Materialien

Das Stuhlentnahmeset besteht aus

- Probenröhrchen mit einem in den Deckel integrierten Löffel
- Stuhlfänger
- Transportröhrchen (Umverpackung)
- Auftragsformular (Untersuchungsauftrag)
- Versandbeutel

Testvorbereitung

- **Flachspültoilette**
Darauf achten, dass keine Reinigungs- und Deomittel den Test beeinflussen können. Stuhl nicht mit Urin vermengen!
- **Tiefspültoilette**
Beiliegenden „Stuhlfänger“ (Hilfe für die Entnahme von Stuhlproben) benutzen. Dieser kann nach der Probensammlung über die Toilette entsorgt werden.

Testdurchführung

1. Benutzen Sie den Entnahmelöffel aus dem Probengefäß, um Proben an drei verschiedenen Stellen des Stuhls zu entnehmen.
2. Bitte füllen Sie **alle erhaltenen Probengefäße etwa bis zur Hälfte**.
3. Schrauben Sie dann den Deckel samt Löffel wieder auf das jeweilige Röhrchen.
4. Beschriften Sie die Röhrchen mit Ihrem Namen und dem Probendatum.
5. Stecken Sie die beiden Gefäße in die Versand (Transport)-Gefäße.

Probenversand

Legen Sie diesem Transportgefäß das von der Praxis ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Anforderungsformular (Untersuchungsauftrag) bei. Gefäß und Anforderungsformular (Untersuchungsauftrag) bitte in dem beiliegenden Versandbeutel einstecken. Die Stuhlsammlung sollte immer an den Wochentagen Montag bis Donnerstag, nicht jedoch am Freitag oder vor Feiertagen erfolgen. Bitte liefern Sie die Sendung unmittelbar nach Probennahme bei der Post ab, bzw. stecken diese in den Briefkasten. Bis zur Abgabe können Sie die Probe im Kühlschrank (**nicht einfrieren!**) aufbewahren.